

Nemesys[®]

SISTEMA




Nemesys è un sistema diagnostico modulare
per eseguire la lettura dei seguenti
test immunocromatografici:

DROGHE D'ABUSO (DOA) su urine

TETANO su siero o sangue intero

DOA

Registrazione immagine



- > **Archiviazione dati**
- > Acquisizione immagine in 10 secondi
- > Registrazione immagine
- > Stampa referto e creazione pdf
- > Esportazione database
- > Trasportabile in compatto trolley



DOA Plus

Interpretazione oggettiva



- > **Elimina ogni errore di interpretazione**
- > Calibrazione automatica ad ogni test
- > Archiviazione dati
- > Registrazione immagine
- > Stampa referto e creazione pdf
- > Esportazione database
- > Trasportabile in compatto trolley

DOA

Test disponibili

Sostanza	Sensibilità (ng/ml)	B0330	B0328	B0329	B0327
Oppiacei	300	✓	✓	✓	✓
Cocaina	300	✓	✓	✓	✓
Cannabinoidi	50	✓	✓	✓	✓
Anfetamina	500	✓	✓	✓	✓
Metanfetamina	500	✓	✓	✓	✓
MDMA	500	✓	✓	✓	✓
Metadone	500	✓	✓	✓	✓
Buprenorfine	10			✓	✓
Antiadulteranti	OX-NIT-SG-GLUT-ph-CRE		✓		✓



TETANO

Determinazione quantitativa di IgG anti-Tossina Tetanica

- > **Risultati semi-quantitativi**
- > Calibrazione con etichetta magnetica
- > Range di misura: 0.01 / 0.51

Guida all'interpretazione

- > 0,01 : Protezione assente
- 0,01 - 0,1 : Assenza di protezione sicura
- 0,11 - 0,51 : Protezione sufficiente



Test Immunocromatografico di screening per droghe d'abuso

Il medico competente delega l'Operatore Sanitario che si identifica con firma, sottostando alle corrette procedure di raccolta del campione e identificazione (test creatinina) come indicato nel testo dell'intesa Stato-Regione del 30/10/2007 e nell'accordo Stato-Regioni del 18/09/2008 e procedure regionali successive. Seguendo le modalità conformi alle normative vigenti, in data odierna, ed avendo verificato l'idoneità e la provenienza del campione, è stato effettuato il test per evidenziare l'eventuale uso di droghe su un campione di urina. Il sottoscritto lavoratore AUTORIZZA la raccolta di un campione di urina e l'esecuzione su di esso delle analisi tossicologiche di primo livello. Dichiara di essere stato informato che tale indagine è obbligatoria nelle mansioni svolte e che la eventuale opposizione a questi controlli impedisce al medico competente di esprimere un giudizio di idoneità alla mansione specifica.


Cognome e Nome: COGNOME NOME
Telefono 3398899009
Luogo di nascita: ROMA
Data di nascita 01/01/1989
Residenza CORSO MAZZINI, 32 ROM (RM)
67564

<u>SOSTANZA TESTATA</u>	<u>CONCENTRAZIONE</u> <u>CUTOFF</u>	<u>ESITO</u>
OPPIACEI (MOP)	300 ng/ml	NEGATIVO
COCAINA (COC)	300 ng/ml	NEGATIVO
CANNABINOIDI (THC)	50 ng/ml	NEGATIVO
AMFETAMINA (AMP)	500 ng/ml	NEGATIVO
METAMFETAMINA (MET)	500 ng/ml	NEGATIVO
MDMA	500 ng/ml	NEGATIVO
METADONE (MTD)	300 ng/ml	NEGATIVO

TEST ANTIADULTERANTI

OSSIDANTI (OX)
NITRITE (NIT)
GRAVITA' SPECIFICA (S.G.)
GLUTARALDEHYDE (GLUT)
pH
CREATININE (CRE)
TEMPERATURA
QUANTITA' 60-80 ML

Data prelievo: 16/5/2013
Ora prelievo: 08:40
Lotto prodotto: LOTTO 3422



L'operatore _____

Dichiarazione del medico competente o del lavoratore:

Il dosaggio delle sostanze stupefacenti e psicotrope sulle urine non è attendibile per valori di creatinina < 0,20 g/l.

Medico Competente

Il Lavoratore

Test eseguito con metodo immunochimico. Lettura oggettiva effettuata con sistema Nemesys Plus (R)